客户至尊,追求卓越,作酶行业领跑者,助推国产品牌计划

Tte 核酸内切酶 IV

目录号: AE1144

使用前请仔细阅读说明书

产品说明

Tte AP 热稳定核酸酶来源于嗜热温泉 tengcongensis,该酶识别缺嘌呤/缺嘧啶位点(Apurinic/apyrimidinic)核苷酸,其内切酶活性将受损 DNA 损伤位点进行切断,然后在其外切酶(3'-5')活性下去除受损 DNA 位点,完成 DNA 的损伤修复。除天然的 AP 位点外,各种人工合成的 Spacer 分子也能够被内切核酸酶 IV 有效切割,包括 THF、Spacer C3、Spacer C12、Spacer 9,Spacer 18 等。该酶也具有 3′二酯酶活性,能从 DNA 的 3′末端释放磷酸甘油醛(phosphoglycoaldehyde)、 α,β -不饱和醛(α,β -unsaturated aldehydes)、3′-磷酸、其它 3′ blocking groups。该酶还能够作用于 DNA 分子上的几种氧化性损伤,水解氧化损伤碱基的 5'端第一个磷酸二酯键。 另外,该酶还具有 3′-5′的外切酶活性。酶活性受到金属离子、DTT、EDTA 等的影响,优先作用于 3′ 凹末端的双链 DNA。Tte AP 热稳定核酸酶酶极其耐热,最佳反应温度为 70°C。

本公司 Tte 核酸内切酶 IV 是重组表达,并经多步纯化制备的重组蛋白。

活性定义

1 单位指在温度为 65℃反应条件下,60min 内能切割 1pmol 含一个 AP 位点的 34 mer 寡核苷酸双链所需的酶量。

活性测定条件

1×Tte AP Buffer: 20 mM Tris, 10 mM MgCl₂, 1 mM DTT (pH 7.9 @ 25°C)

浓度: 10U/µl

保存条件: -20℃可保存 2 年, 避免反复冻融

特点与适用范围

- ▶ 与高温 UDG 一起改善高忠实性 DNA 聚合酶 PCR 扩增性能
- ▶ 单细胞凝胶电泳 (彗星试验)
- ▶ DNA 损伤修复与检测
- ▶ 切断 DNA 中的各种 Spacer

产品包装规格及组成

| Component | AE1144A | AE1144B |
|-----------------|---------|---------|
| Tte 核酸内切酶 IV | 500U | 2500U |
| 1×Tte AP Buffer | 0.2ml | 1.0ml |

质量控制

经过严格的质控检测,确保该产品具有最高的活性和纯度。

酶贮存缓冲液

20~mM Tris-HCl, ~150mM NaCl, ~1~mM DTT, ~0.1~mM EDTA, ~50% Glycerol, ~pH 8.0

注意事项

- 该酶的最佳反应温度为 65-70°C。该酶与 PCR 反应条件兼容。
- 本酶为高温酶,不能直接热失活。若需失活该酶可以进行酚氯仿抽提,或加入终浓度 50mM EDTA 并在 95℃ 加热 20 分钟。
- 本酶有高浓度包装(200U/ul),在用于改善 PCR 扩增效果时建议使用高浓度包装,且每个 PCR 反应加入量为 20-200U。
- 用于改善 PCR 扩增效果时,其原理如下:高温 UDG 切除 dU 碱基产生无碱基 AP 位点,高温 内切核酸酶 IV 断裂 AP 位点,并由 DNA 聚合酶进行延伸,修复成全长 DNA 片段。
- 本酶活性随温度升高而增强,具体应用建议在不同温度下摸索酶具体用量。

昂酶(上海)生物科技有限公司

http://www.angmeibio.com

E-mail: sales@angmeibio.com angmei@angmeibio.com phone: 4006609586 18721878864

客户至尊,追求卓越,作酶行业领跑者,助推国产品牌计划

相关产品

AE1103: Thermostable UDG

应用举例

改善PCR扩增效果的使用方法

1. 按如下表格配制 PCR 反应液

| PCR 组份 | 体积/μl | 终浓度 |
|--------------------|---------|--------|
| 10×Pfu酶Buffer | 5 | 1× |
| dNTPs (2.0 mM) | 5 | 0.2 mM |
| 引物F(10 μM) | 1.5 | 0.3 μΜ |
| 引物R(10 µM) | 1.5 | 0.3 μΜ |
| Template | 1-5 | / |
| Pfu DNA聚合酶(2U/μl) | 0.5 | 1U |
| 耐热UDG(2U/μl) | 1.0 | 2U |
| Tte内切核酸酶IV(10U/μl) | 1.0 | 10U |
| ddH2O | Varable | / |
| 总体积 | 50 | / |

- 2. PCR 反应。
- 3. 电泳检测 PCR 扩增反应

警告:本产品仅限科研实验使用,临床应用安全性和有效性未鉴定,不可用于医疗临床诊断。